

Пристрій для обігріву пацієнта Mistral-Air®



Безпечне та
комфортне зігрівання

Термостабілізуючі ковдри Mistral-Air Premium

- МА3320 для дорослих
- МА3330 для дітей
- МА3340 для новонароджених
- МА3350 для нижньої частини тіла
- МА3360 для верхньої частини тіла
- МА3365 для половини верхньої частини тіла
- МА3400 матрац для всього тіла
- МА3450 матрац для половини тіла
- МА3475 матрац для дітей
- МА2280 з хірургічним доступом, стерильна

Premium

Термостабілізуючі ковдри Mistral-Air Plus

- МА2220 для дорослих
- МА2230 для дітей
- МА2240 для новонароджених
- МА2250 для нижньої частини тіла
- МА2260 для верхньої частини тіла
- МА2265 для половини верхньої частини тіла
- МА2270 для області торсу
- МА2400 для всього тіла
- МА2450 для половини тіла
- МА2475 термостабілізуючий матрац для дітей
- МА2280 з хірургічним доступом, стерильна
- МА2285 з хірургічним доступом (нижня частина тіла),
стерильна
- МА2290 з хірургічним доступом
- МА2286 кардіохірургічна, стерильна
- МА0510 ковдра-туба

Plus

Термостабілізуючі ковдри Mistral-Air Premium

Артикул	Найменування	Розмір ковдри	Площа обігріву	К-ть в уп.
МА3320	Термостабілізуюча ковдра для дорослих Mistral-Air Premium	2270 x 1330	1730 x 790	40
МА3330	Термостабілізуюча ковдра для дітей Mistral-Air Premium	1660 x 1330	790 x 1010	40
МА3340	Термостабілізуюча ковдра для новонароджених Mistral-Air Premium	1160 x 1330	1080 x 555	40
МА3350	Термостабілізуюча ковдра для нижньої частини тіла Mistral-Air Premium	1320 x 1330	945 x 790	40
МА3360	Термостабілізуюча ковдра для верхньої частини тіла Mistral-Air Premium	2010 x 760	1880 x 580	40
МА3365	Термостабілізуюча ковдра для половини верхньої частини тіла Mistral-Air Premium	1600 x 760	1375 x 580	40
МА3400	Термостабілізуючий матрац для всього тіла Mistral-Air Premium	2220 x 900	1580 x 840	40
МА3450	Термостабілізуючий матрац для половини тіла Mistral-Air Premium	1680 x 900	1020 x 840	40
МА3475	Термостабілізуючий матрац для дітей Mistral-Air Premium	1680 x 900	1630 x 840	40


Артикул	Найменування	Розмір ковдри	Площа обігріву	К-ть в уп.
MA2220	Термостабілізуюча ковдра для дорослих Mistral-Air Plus	2270 x 1330	1730 x 790	40
MA2230	Термостабілізуюча ковдра для дітей Mistral-Air Plus	1660 x 1330	790 x 1010	40
MA2240	Термостабілізуюча ковдра для новонароджених Mistral-Air Plus	1160 x 1330	1080 x 555	40
MA2250	Термостабілізуюча ковдра для нижньої частини тіла Mistral-Air Plus	1320 x 1330	945 x 790	40
MA2260	Термостабілізуюча ковдра для верхньої частини тіла Mistral-Air Plus	2010 x 760	1880 x 580	40
MA2265	Термостабілізуюча ковдра для половини верхньої частини тіла Mistral-Air Plus	1600 x 760	1375 x 580	40
MA2270	Термостабілізуюча ковдра для області торсу Mistral-Air Plus	1240 x 760	900 x 580	40
MA2400	Термостабілізуючий матрац для всього тіла Mistral-Air Plus	2220 x 900	1580 x 840	40
MA2450	Термостабілізуючий матрац для половини тіла Mistral-Air Plus	1680 x 900	1020 x 840	40
MA2475	Термостабілізуючий матрац для дітей Mistral-Air Plus	1680 x 900	1630 x 840	40
MA2280	Термостабілізуюча ковдра з хірургічним доступом Mistral-Air Plus, стерильна	2200 x 1330	1297 x 840	20
MA2290	Термостабілізуюча ковдра з хірургічним доступом Mistral-Air Plus	2200 x 1330	1297 x 840	20
MA2285	Термостабілізуюча ковдра з хірургічним доступом (нижня частина тіла) Mistral-Air Plus, стерильна	1830 x 1330	933 x 840	20
MA2286	Термостабілізуюча кардіохірургічна ковдра Mistral-Air, стерильна	1700 x 1330	933 x 840	10
MA0510	Термостабілізуюча ковдра-туба Mistral-Air	1750 x 150	1500 x 150	100

MA3320 / MA2220

Термостабілізуюча ковдра для дорослих Mistral-Air Premium / Plus

Площа обігріву: 1730 x 790 мм

2270 мм



1330 мм

Розмір ковдри

Положення на спині, боку чи животі



Застосування

- Все-в-одному
- Попереднє зігрівання, PACU та ICU
- Операція на голові та шиї

pre-operative

per-operative

post-operative


MA3330 / MA2230

Термостабілізуюча ковдра для дітей Mistral-Air Premium / Plus



Площа обігріву: 790 x 1010 мм

1660 мм



1330 мм

Розмір ковдри

Положення на спині



Застосування

- Діти > 1 року
- PACU та ICU
- Операція на голові та шиї


pre-operative

per-operative

post-operative



Площа обігріву: 1080 x 555 мм



Положення на спині



Застосування



- Новонароджені < 1 року
- Можна використовувати як матрац

MA3350 / MA2250

Термостабілізуюча ковдра для нижньої частини тіла Mistral-Air Premium / Plus

Площа обігріву: 945 x 790 мм

Положення на спині, боку чи животі



Застосування

- Усі операції на черевній та грудній порожнинах
- Операції на шиї та руках

pre-operative

per-operative

post-operative


Розмір ковдри

1330 мм


MA3360 / MA2260

Термостабілізуюча ковдра для верхньої частини тіла Mistral-Air Premium / Plus

Площа обігріву: 1880 x 580 мм



Положення літотомічне чи на спині



Застосування

- Черевна порожнина, стегно, нога, гінекологія, літотомія, розп'яття

Розмір ковдри

pre-operative


per-operative

post-operative

MA3365 / MA2265


Термостабілізуюча ковдра для половини верхньої частини тіла Mistral-Air Premium / Plus

Площа обігріву: 1375 x 580 мм



Розмір ковдри

Положення літотомічне чи на спині



Застосування

- Черевна порожнина, стегно, нога, гінекологія, літотомія, напіврозп'яття

pre-operative


per-operative

post-operative

Площа обігріву: 900 x 580 мм

1240 мм

760 мм



на боці



літотомічне



на спині



на животі

Застосування

- Черевна порожнина, стегно, нога, гінекологія, літотомія, напіврозп'яття

pre-operative

per-operative

post-operative


MA3400 / MA2400

Термостабілізуючий матрац для всього тіла Mistral-Air Premium / Plus

Площа обігріву: 1580 x 840 мм


900 мм

2200 мм



Розмір ковдри

Положення на спині, боку, животі чи літотомічне



Застосування

- Черевна порожнина, грудна порожнина

pre-operative



per-operative

post-operative

MA3450 / MA2450 Термостабілізуючий матрац для половини тіла Mistral-Air Premium / Plus

Площа обігріву: 1020 x 840 мм

Положення на спині, боку, животі чи літотомічне



Застосування

- Черевна, грудна, при недоступності нижніх кінцівок (перехресний зажим, літотомія)

pre-operative


per-operative

post-operative

MA3475 / MA2475


Термостабілізуючий матрац для дітей Mistral-Air Premium / Plus

Площа обігріву: 1630 x 840 мм



Розмір ковдри

Положення на спині



Застосування

- Діти віком > 1 року


pre-operative

per-operative

post-operative

MA2280 стерильна / MA2290


Площа обігріву: 1297 x 840 мм
1330 мм



Розмір ковдри

Термостабілізуюча ковдра з хірургічним доступом Mistral-Air Plus

Положення на спині, боку чи животі



Застосування

- Грудне, черевне, спинне

pre-operative


per-operative

post-operative

MA2285


Термостабілізуюча ковдра з хірургічним доступом (нижня частина тіла) Mistral-Air Plus, стерильна

Площа обігріву: 933 x 840 мм



Розмір ковдри

Положення на спині, боку чи животі



Застосування

- Грудне, спинне і черевне

pre-operative


per-operative

post-operative

MA2286


Термостабілізуюча кардіохірургічна ковдра Mistral-Air, стерильна

Площа обігріву: 933 x 840 мм



Розмір ковдри

Положення на спині, боку чи животі



Застосування

- Гнучке позиціонування в стерильному полі
- Кардіоторакальні та судинні операції

pre-operative

per-operative


post-operative

MA0510

Термостабілізуюча ковдра-туба Mistral-Air


Площа обігріву: 1500 x 150 мм

Положення на спині, боку, животі чи літотомічне



1750 мм

150 мм



Застосування

- Лабораторія катетерізації та хірургічні операції, коли важко розмістити ковдру

pre-operative

per-operative

post-operative

Розмір ковдри