

P1 
reddot design award
winner 2021

 **BLT BIOLIGHT**

Пацієнт передусім



P1 транспортний монітор

Невідкладна допомога — Мобільна допомога — Постійна допомога



UA.TR.101

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "ПРАНТЕКС"

вул.Кримського Агатангела, 6, Вінниця, Вінницька обл., 21037, Україна
(0432) 690 - 790
info@prantex.com

Guangdong Biolight Meditech Co.,Ltd.

Р1 транспортний монітор розроблений відповідно до концепції Пацієнт передусім.
Поеднує в собі дизайн маленького розміру та інтеграцію багатьох параметрів для вимірювання
Призначений для транспортування пацієнта як в межах лікарні так і поза її межами.

ІНТЕГРАЦІЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Р1 дозволяє надавати невідкладну допомогу пацієнта. Де завгодно





Портативний



IP 44
захист від води



Віддалений
друк



5.5" сенсорний
екран



1280*720
Висока роздільна здатність



Батарея



Велика пам'ять для
зберігання даних



EN1789
Стандарт

Портативний

- 5.5" сенсорний дисплей
- Інтелектуальний датчик освітлення
- Легкий у транспортуванні
- IP44 захист від вологи, зручний для стерилізації
- Максимально 8 годин роботи від батареї
- Уніфіковані дані на всіх пристроях із захистом від втрати даних



Професійна допомога при транспортуванні

Інтелектуальний режим при роботі поза приміщенням

Для забезпечення кращої візуалізації при використанні на відкритому повітрі, всі параметри стають більш яскравими, а гучність встановлюється на максимум

Режим інтубації

Тимчасово призупиняє всі сигнали тривоги на 120 секунд під час інтубації пацієнта, щоб уникнути будь-яких незручностей.





Вбудована капнографія

Окрім основних показників життєєйальності, P1 може бути оснащений вбудованим модулем CO₂ для моніторингу стану вентиляції пацієнтів, легеневих розладів, реанімаційних заходів, серцевої недостатності, шоку метаболічного ацидозу, DKA гастроентриту тощо.



Незрівнянний та оперативний

Велика ємність пам'яті для зберігання даних дозволяє зберігати більше тижня дані трендів, 72 год.повного розкриття (з хвилями), та 48 год. ОхуCRG
Функція захисту даних через втрату живлення автоматично зберігає всі дані моніторингу



Керування пальцями дозволяє легко та швидко регулювати яскравість та гучність.
Сенсорний дизайн дозволяє швидко отримати доступ до меню швидкого доступу, а функція блокування екрану може запобігти випадковим дотикам.

Односторінкове меню налаштування сигналів тривоги дозволяє встановити або вимкнути будь-який сигнал тривоги лише дома дотиками. Це не лише економить ваш час, але й уникає необхідності шукати сигнали тривоги в меню, дозволяючи вам зосередитися на пацієнті, не думаючи про пристрій



Точний і багатофункціональний

P1 здатний моніторувати ЕКГ, артеріальний тиск, SpO₂, частоту пульсу, частоту дихання, 2-канали температури стандарт
З функціями аналізу кількох відведень, багатьох параметрів, **ST перегляд**, **Qt/Qtс/ΔQtс** , та централізованого перегляду сигналів тривоги
P1 надає точні та детальні результати, які допомагають діагностувати та надавати реанімаційну допомогу вашим пацієнтам.
Напівавтоматизовані системи оцінки **EWS** та **GCS**, щоб допомогти вам об'єктивно оцінити та проаналізувати стан пацієнта



Новий розширений параметр **Respiratory Rate from Pleth (RRP)** дозволяє контролювати ЧД безпосередньо з SpO₂.
P1 можна оновити опціями: **EtCO₂**, **12-lead ECG**, **SUNTECH NIBP (3 DS)**, **NELLCOR SpO₂ (3 DS)**

Masimo Rainbow Set (3 DS)
Удосконалена технологія SpO₂ яка дозволяє контролювати не лише pleth, індекс перфузії та сатурацію але й наступне:

PVi	Дозволяє відстежувати волюметричні зміни
SpCO	Допомагає діагностувати отруєння СО за лічені секунди
SpHb	Допомагає визначити внутрішню кровотечу
SpMet	Допомагає негайно діагностувати метгемоглобінемію
SpOC	Допомагає диференціювати джерело гіпоксії



Оновлення з додатковими модулями



Док-станція
Полегшує транспортування та забезпечує додатковий слот для параметрів



Блок для транспортування
Не лише легко переносити, а також є порт джерела живлення для заряджання під час перебування в машині швидкої допомоги (12V)



Зовнішній дисплей
Дозволяє підключитися до більшого дисплею через VGA для покращення візуалізації.



Різноманітні монтажні рішення
Два типи кріплень, гачки для ліжка та мобільний візок, що дозволить завжди тримати P1 у полі зору

Застосовується у всіх клінічних відділеннях

Підключення до центральної систми моніторингу через бездротову мережу
для безперебійного та постійного моніторингу
Інтегрується в модульні монітори пацієнтів P12/P15/P18/P22

